

Поликлональные Антитела Против Ube2C Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O00762

Артикул: CM0022157



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого UBE2C (UbcH10), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходят для исследований регуляции клеточного цикла и убиквитин-протеасомного пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBE2C Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	UBCH10; dj447F3.2; UBE2C
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11065
GeneID	11065
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O00762
Молекулярный вес белка	20кДа
Доставка	Сумка со льдом