

Кроличье Моноклональное Антитело Против Ube2C Для Вб, Игк-П, Ифа — O00762

Артикул: CM0005494



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против UBE2C (UbcH10), подходит для ВБ, ИГК-П и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBE2C кроличье моноклональное антитело
Примечания/псевдонимы	UBCH10; dj447F3.2; UBE2C
Вид	Человек
ID гена (человек)	11065
ID гена	11065
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-179 человеческого TLR4 (NP_008950.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O00762
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	Холодильный пакет