

## Кроличья Поликлональная Антитело Против Ube2C Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa — O00762

Артикул: CM0025005



### введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на UBE2C (UBCH10) — убиквитин-конъюгирующий фермент E2, необходимый для протекания митоза, опосредованного APC/C. Валидирована для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Реагирует перекрестно с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | UBE2C Rabbit pAb                                                                                                     |
| Примечания/алиасы         | UBCH10; dj447F3.2; UBE2C                                                                                             |
| Вид                       | Человек                                                                                                              |
| ID гена (человек)         | 11065                                                                                                                |
| ID гена                   | 11065                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-179 белка UBE2C человека (NP_008950.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                               |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                              |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                         |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                 |
| SWISS                     | O00762                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка  | 20 кДа                                                                                                               |
| Доставка                  | Холодовая упаковка                                                                                                   |