

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Ube2D1/Sft Для Игх-П И Ифа - P51668

Артикул: CM0003698



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело к человеческому белку UBE2D1/SFT (UbcH5), валидированное для ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с образцами мыши и крысы. Идеально подходит для исследований убиквитинового пути и деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело SFT
Примечания/Синонимы	SFT; UBCH5; UBC4/5; UBCH5A; E2(17)KB1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7321
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-147 человеческого SFT (NP_003329.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P51668
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом