

Поликлональные Антитела Против Ube2D2 Для Вестерн-Блоттинга - P62837

Артикул: CM0018476



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого UBE2D2, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA).
Перекрестная реакция с мышью и крысой.
Нацелены на фермент конъюгации убиквитина E2 D2, участвующий в деградации белков и регуляции p53.
Идеально подходят для исследований пути убиквитинации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBE2D2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	UBC4; PUBC1; UBCH4; UBCH4/5; UBCH5B; E2(17)KB2; UBE2D2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7322
ID гена	7322
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62837
Молекулярный вес белка	17кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент