

Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Ube2D3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P61077

Артикул: CM0013606



введение

Кроличыи поликлональные антитела против UBE2D3 (UBCH5C), подходящие для Вестерн-блоттинга и иммуноферментного анализа (ИФА). Кросс-реагируют с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения убиквитинирования, репарации ДНК и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBE2D3 Rabbit pAb
Примечания/Альясы	UBC4/5; UBCH5C; E2(17)KB3; UBE2D3
Вид	Человек
ID гена (человек)	7323
ID гена	7323
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61077
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Холодильный пакет