

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ube2D4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Y2X8

Артикул: CM0029730

введение

Кроличья поликлональная антитело против UBE2D4, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA).
Взаимодействует с белками человека, мыши и крысы. Распознает убиквитин-конъюгирующий фермент E2 D4 (HBUCE1), 17 кДа. Идеально подходит для исследований убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBE2D4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HBUCE1; UBE2D4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51619
GeneID	51619
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-147 человеческого UBE2D4 (NP_057067.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y2X8
Молекулярный вес белка	17kDa
Доставка	В ледяном пакете