


Поликлональное Антитело Anti-Ube2E1 Для Wb, Elisa - P51965

Артикул: CM0017504



введение

Поликлональное антитело Anti-UBE2E1, валидированное для Вестерн-блота (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает UBE2E1 человека, мыши и крысы — убиквитин-конъюгирующую фермент молекулярной массой 21 кДа, участвующий в деградации белков и изглировании. Идеально подходит для исследований пути убиквитина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBE2E1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	UBCH6; UBE2E1
Вид	Человек
ID гена (человек)	7324
ID гена	7324
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-50 UBE2E1 человека (NP_003332.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51965
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Сумка-холодильник