

Поликлональное Антитело Против Ube2E2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96Lr5

Артикул: CM0020553



введение

Кроличье поликлональное антитело UBE2E2 (UBCH8) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Распознает человеческий UBE2E2 и перекрестно реагирует с мышинным, крысиным. Подходит для исследований убиквитин-протеасомного пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против UBE2E2
Примечания/Альтернативные названия	UBCH8; UBE2E2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7325
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-201 человеческого UBE2E2 (NP_689866.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q96LR5
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом