

Поликлональное Антитело Против Ube2G2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P60604

Артикул: CM0015959



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого UBE2G2 (UBC7), E2 убиквитин-конъюгирующего фермента, участвующего в ERAD. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований убиквитинового пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против UBE2G2
Примечания/Альтернативные названия	UBC7; UBE2G2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7327
GeneID	7327
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-165 человеческого UBE2G2 (NP_003334.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P60604
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом