

Поликлональные Антитела Против Ube2H Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P62256

Артикул: CM0029374



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому UBE2H (убиQUITIN-конъюгирующий фермент E2 H, 21 кДа). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными гомологами. Подходят для исследования убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBE2H кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Алиасы	GID3; UBC8; UBCH; UBCH2; E2-20K; UBE2H
Вид	Человек
ID гена (человек)	7328
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-183 человеческого UBE2H (NP_003335.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62256
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Холодильный пакет