


Поликлональные Антитела Против Anti-Ube2J2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q8N2K1

Артикул: CM0029554



введение

Кроличьи rAb против UBE2J2, поликлональные антитела, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, распознают человеческий, мышиный и крысиный UBE2J2 — резидентный фермент E2 конъюгации убиквитина в ЭПР, участвующий в ERAD и регуляции аутофагии. Идеально подходят для исследований путей деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против UBE2J2
Примечания/Псевдоним	UBC6; NCUBE2; NCUBE-2; PRO2121
Вид	Человек
GeneID (Человек)	118424
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-230 человеческого UBE2J2 (NP_477515.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N2K1
Молекулярный вес белка	29кДа
Доставка	Сумка со льдом