

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ube2L3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - P68036

Артикул: CM0028668



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого UBE2L3 (Ubiquitin-conjugating enzyme E2 L3), валидированное для WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для исследований пути убиквитинирования и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBE2L3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	E2-F1; L-UBC; UBCN7; UbcM4; UBE2L3
Вид	Человек
GeneID (человек)	7332
GeneID	7332
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 73-212 человеческого UBE2L3 (NP_001243284.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P68036
Молекулярная масса белка	18кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент