

Кроличья Моноклональная Антитела Против Ube2L3 / Ubch7 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68036

Артикул: CM0002596



введение

Кроличья моноклональная антитела против Ube2L3 / UBCH7, валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеком, мышью, крысой. Нацелена на убиквитин-конъюгирующую фермент E2 L3 (P68036), участвующий в деградации белков и прогрессии клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи моноклональные антитела к Ube2L3 / UBCH7
Примечания/алиасы	E2-F1; L-UBC; UBCH7; UbcM4; Ube2L3 / UBCH7
Вид	Человек
ID гена (человек)	7332
ID гена	7332
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 55-154 человеческого Ube2L3 / UBCH7 (P68036).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P68036
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего агента