

Поликлональное Антитело Anti-Ube2L6 Для Wb, If/Icc, Elisa - O14933

Артикул: CM0015558



введение

Кроличье поликлональное антитело против UBE2L6 (RIG-B/UBCH8). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Поддерживает исследования конъюгации убиквитина/ISG15 и путей деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к UBE2L6
Примечания/синонимы	RIG-B; UBCH8; UBE2L6
Вид	Человек
GeneID (человек)	9246
GeneID	9246
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-153 человеческого UBE2L6 (NP_004214.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O14933
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом