

## Кроличыи Моноклональные Антитела Против Ube2L6 Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - O14933

Артикул: CM0006633



### введение

Валидированные кроличьи моноклональные антитела против UBE2L6 для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P), ИФА. Обнаруживают UBE2L6 (UBCH8/RIG-B) человека, мыши и крысы — фермент E2 в процессах конъюгации убиквитина и ISG15. Полезны для исследований убиквитин-протеасомной системы.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличыи мАт против UBE2L6                                                                                            |
| Примечания/Псевдонимы     | RIG-B; UBCH8; UBE2L6                                                                                                  |
| Вид                       | Человек                                                                                                               |
| ID гена                   | 9246                                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 54-153 человеческого UBE2L6 (NP_004214.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                               |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                      |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                  |
| SWISS                     | O14933                                                                                                                |
| Молекулярный вес белка    | 18 кДа                                                                                                                |
| Доставка                  | Сумка-холодозлемент                                                                                                   |