

## Поликлональное Кроличье Антитело Против Ube2L6 Для Wb, Ihc-P, Ифа - O14933

Артикул: CM0028771



### введение

Поликлональное кроличье антитело к UBE2L6, валидированное для WB, ИHC-P, ИФА. Распознает UBE2L6 (RIG-B/UbcH8) человека и мыши – E2 убиквитин/ISG15-конъюгирующий фермент, участвующий в деградации белков и иммунной сигнализации. Идеально подходит для исследований убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | UBE2L6 кроличье поликлональное антитело (pAb)                                                                        |
| Примечания/алиасы         | RIG-B; UBCN8; UBE2L6                                                                                                 |
| Вид                       | Человек                                                                                                              |
| ID гена (человек)         | 9246                                                                                                                 |
| ID гена                   | 9246                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-153 UBE2L6 человека (NP_004214.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                               |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                              |
| Применение                | Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), ИФА                                           |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь                                                                                                        |
| SWISS                     | O14933                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка  | 18 кДа                                                                                                               |
| Доставка                  | С контейнером со льдом                                                                                               |