

Поликлональные Антитела Против Ube2Nl Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q5Jxb2

Артикул: CM0030540

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого UBE2NL (предполагаемый убиквитин-конъюгирующий фермент E2 N-подобный), для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью. Подходят для исследований убиквитинирования и изучения тканей придатка яичка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBE2NL Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Li174, UBE2NL
Вид	Человек
ID гена	389898
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого UBE2NL (NP_001013007.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q5JXB2
Молекулярный вес белка	17кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент