

Кроличья Моноклональная Антитела К Ube2N/Ubc13 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ифа — P61088

Артикул: CM0004286

введение

Эта кроличья моноклональная антитела к Ube2N/Ubc13 реагирует с Ube2N человека, мыши и крысы (17 кДа), валидирована для WB, ИHC-P, IF/ICC, ИФА. Идеально подходит для изучения убиквитин-конъюгирующей фермента E2 N в процессах репарации ДНК и иммунных сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональная кроличья антитела к Ube2N/Ubc13
Примечания/алиасы	UBC13; UbсН13; UBCHBEN; HEL-S-71; UbсН-ben; Ube2N/Ubc13
Вид	Человек
GeneID (человек)	7334
GeneID	7334
Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-100 белка Ube2N/Ubc13 человека (P61088)	
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P61088
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	С ледяным пакетом