


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Ube2N/Ubc13 Для Wb И Elisa — P61088

Артикул: CM0016253



введение

Кроличье поликлональное антитело к Ube2N/Ubc13 нацелено на убиквитин-конъюгирующий фермент E2 N (P61088). Валидировано для WB и ELISA, перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований репарации ДНК, убиквитинирования и сигнальных путей клетки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к Ube2N/Ubc13
Примечания/синонимы	UBC13; Ubch13; UBCHBEN; HEL-S-71; Ubch-ben; Ube2N/Ubc13
Вид	Человек
GeneID (человек)	7334
GeneID	7334
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-152 человеческого Ube2N/Ubc13 (NP_003339.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P61088
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Хладоэлемент