

Поликлональное Кроличье Антитело Против Ube2O [Валидировано Ko] Для Вб, Иф/Икк, Ип, Ифа — Q9C0C9

Артикул: CM0018313



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому UBE2O (E2-230K), валидировано методом нокаута (KO). Валидировано для применения в ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА; реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований убиквитинирования, адгезии и траффикинга белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	[Валидировано KO] Поликлональное кроличье антитело к UBE2O
Примечания/Альясы	E2-230K; 2O
Вид	Человек
ID гена (человек)	63893
ID гена	63893
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 1073-1292 человеческого UBE2O (NP_071349.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9C0C9
Молекулярная масса белка	141 кДа
Доставка	Холодовой пакет