

Поликлональное Антитело Против Ube2Q2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Wvn8

Артикул: CM0027980



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок UBE2Q2, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознаёт человеческий и мышиный UBE2Q2 с молекулярной массой 43 кДа. Идеально для исследований убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBE2Q2 Кроличье pAb
Примечания/Алиас	UBE2Q2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	92912
GeneID	92912
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого UBE2Q2 (NP_775740.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8WVN8
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	В пакете со льдом