


Поликлональные Антитела Против Ube2R2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q712K3

Артикул: CM0030064



введение

Кроличьи поликлональные антитела к UBE2R2, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Нацелены на фермент конъюгации убиквитина E2 R2 (27 кДа, UniProt Q712K3), участвующий в пути убиквитинирования. Рекомбинантный иммуноген.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBE2R2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	UBC3B; CDC34B; E2-CDC34B; UBE2R2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	54926
ID гена	54926
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-238 человеческого UBE2R2 (NP_060281.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q712K3
Молекулярная масса белка	27кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент