

## Кроличья Поликлональная Антитело Против Ube2S Для Wb, If/Icc, Elisa — Q16763

Артикул: CM0026899



### введение

Высокоспецифичное кроличье поликлональное антитело к человеческому UBE2S, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным гомологом. Идеально подходит для изучения убиквитинирования, опосредованного APC/C, и митотического прогресса.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | UBE2S Rabbit pAb                                                                                                    |
| Примечания/Альтернативные названия | EPF5; E2EPF; E2-EPF; UBE2S                                                                                          |
| Вид                                | Человек                                                                                                             |
| ID гена (человек)                  | 27338                                                                                                               |
| ID гена                            | 27338                                                                                                               |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-222 человеческого UBE2S (NP_055316.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                              |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                             |
| Применение                         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                |
| SWISS                              | Q16763                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка           | 24 кДа                                                                                                              |
| Доставка                           | Сумка-холодильник                                                                                                   |