

Антитело Кролика Против Ube2T (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Npd8

Артикул: CM0028397



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого UBE2T, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходит для исследований репарации ДНК и анемии Фанкони. Молекулярная масса: 23 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBE2T Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FANCT; PIG50; HSPC150; UBE2T
Вид	Человек
ID гена (Человек)	29089
ID гена	29089
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-197 человеческого UBE2T (NP_054895.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NPD8
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Сумка-холодильник