

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ube2V2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q15819

Артикул: CM0027473



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого UBE2V2 (MMS2/UEV2), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований убиквитинирования и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBE2V2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MMS2; UEV2; EDPF1; UEV-2; DDVIT1; EDAF-1; EDPF-1; DDVIT-1; UBE2V2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7336
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 1-145 человеческого UBE2V2 (NP_003341.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15819
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом