

Кроличье Поликлональное Антитело Против Ube2Z Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9H832

Артикул: CM0028608



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок UBE2Z (убиквитин-конъюгирующий фермент E2 Z), для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально для изучения убиквитинирования и регуляции апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против UBE2Z
Примечания/Альтернативные названия	USE1; HOYS7; UBE2Z
Вид	Человек
GeneID (Человек)	65264
GeneID	65264
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 115-354 человеческого белка UBE2Z (NP_075567.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9H832
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом