

Моноклональное Антитело Против Ube4A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q14139

Артикул: CM0003092



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого UBE4A (E3/E4 убиквитинлигаза). Идеально для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА в исследованиях убиквитинирования и деградации белков. Мол. вес: 123 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBE4A Кроличье моноклональное антитело (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	E4; UFD2; UBOX2; NEDHMS; UBE4A
Вид	Человек
GeneID	9354
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого UBE4A (Q14139).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14139
Молекулярный вес белка	123 кДа
Условия доставки	Холодовой пакет (лед)