

Моноклональное Антитело Против Ube4B Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - O95155

Артикул: CM0003330



введение

Кроличье моноклональное антитело против UBE4B, валидированное для Вестерн-блоттинга и ELISA, реагирует с белками человека, мыши и крысы. Предназначено для исследований убиквитин-протеасомной системы и деградации мышечных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против UBE4B
Примечания/Альтернативные названия	E4; UFD2; HDNB1; UBOX3; UFD2A; UBE4B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10277
ID гена	10277
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 белка UBE4B человека (O95155).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95155
Молекулярная масса белка	146 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом