

Кроличыи Поликлональные Антитела К Ube4B Для Wb, Elisa - O95155

Артикул: CM0020496



введение

Кроличыи поликлональные антитела к UBE4B для вестерн-блоттинга и ELISA распознают человеческий и мышиный UBE4B, фактор конъюгации убиквитина E4 B, участвующий в убиквитинировании белков и сборке миозина. Идеально подходят для исследований нейродегенерации и биологии мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к UBE4B
Примечания/Синонимы	E4; UFD2; HDNB1; UBOX3; UFD2A; UBE4B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10277
GeneID	10277
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 130-250 человеческого UBE4B (NP_006039.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O95155
Молекулярная масса белка	146 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом