

Поликлональное Антитело Anti-Ubiad1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y5Z9

Артикул: CM0017514

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий UBIAD1 (TERE1), идеально подходящее для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с мышинным белком. Подходит для изучения биосинтеза менахинона-4 и коэнзима Q10.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к UBIAD1
Примечания/синонимы	SCCD; TERE1; UBIAD1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	29914
Идентификатор гена	29914
Иммуноген	Синтетический пептид; синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1–100 человеческого UBIAD1 (NP_037451.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9Y5Z9
Молекулярная масса белка	37 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом