

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ubiad1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q9Y5Z9

Артикул: CM0028806

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого UBIAD1, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Обнаруживает полосу 37 кДа. Исследуйте пути биосинтеза менахинона-4 и коэнзима Q10.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBIAD1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SCCD; TERE1; UBIAD1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	29914
ID гена	29914
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого UBIAD1 (NP_037451.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y5Z9
Молекулярный вес белка	37kDa
Доставка	Сумка со льдом