

Кроличья Поликлональная Антитело К Убиквилину-2 Для Вб, Игх-П, Иф/Икк, Ифа — Q9Uhd9

Артикул: CM0029004



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого убиквилина-2 (UBQLN2), для ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально подходит для изучения путей убиквитин-протеасомы, аутофагии и ERAD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBQLN2 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	DSK2; ALS15; CHAP1; N4BP4; PLIC2; HRINFB2157; UBQLN2
Вид	Человек
ID гена (человек)	29978
ID гена	29978
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого UBQLN2 (NP_038472.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UHD9
Молекулярная масса белка	66 кДа
Доставка	Сухой лед/холодовая упаковка