

Анти-Убиквитин Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - P0Cg47

Артикул: CM0002531



введение

Анти-Убиквитин кроличий моноклональный антитело, валидированный для WB, IHC-P, ELISA; реагирует с человеческими, мышиными, крысиными образцами с прогнозируемой широкой перекрестной реактивностью. Подходит для изучения убиквитин-протеасомного пути и внутриклеточной сигнализации. Получено через комплексную IVD-платформу CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Убиквитин кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	HEL-S-50; Убиквитин
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7314
ID гена	7314
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-228 человеческого Убиквитина (AAN46123.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Прогнозируется широкий диапазон)
SWISS	P0CG47
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Сумка-холодильник