

Анти-Убиквитин Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - P0CG47

Артикул: CM0006786



введение

Убиквитин кроличье мАт (P0CG47), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Виды: Человек, Мышь. Рекомбинантный иммуноген. Идеально подходит для изучения полиубиквитиновых цепей в протеасоме, репарации ДНК и сигналинге.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Убиквитин кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	HEL-S-50; Убиквитин
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7314
ID гена	7314
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого Убиквитина (NP_061828.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P0CG47
Молекулярный вес белка	26 кДа
Доставка	В ледяном пакете