


Кроличье Поликлональное Антитело Против Ubl3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - O95164

Артикул: CM0028509



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок UBL3 (убиквитин-подобный белок 3), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для изучения мембрано-якорных убиквитин-подобных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против UBL3
Примечания/Альтернативные названия	HCG-1; PNSC1; UBL3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5412
GeneID	5412
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-117 человеческого белка UBL3 (NP_009037.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95164
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом