

Поликлональное Антитело Кролика Против Ubl5 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Bzl1

Артикул: CM0024427



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий UBL5 (HUB1). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. UBL5 участвует в сплайсинге пре-мРНК, когезии сестринских хроматид и пути анемии Фанкони.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBL5 Кролик pAb
Примечания/Алиасы	HUB1; UBL5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	59286
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-73 человеческого UBL5 (NP_077268.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9BZL1
Молекулярная масса белка	9 кДа
Доставка	В пакете со льдом