


Кроличья Поликлональная Антитело Против Ubqln1 Для Вб, Ифа - Q9Umх0

Артикул: CM0015159



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого UBQLN1 для вестерн-блоттинга и ИФА, имеет перекрестную реактивность с мышинным и крысиным белком. Убиквелин-1 является ключевым регулятором системы убиквитин-протеасомы, аутофагии и путей ERAD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBQLN1 кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	DA41; DSK2; UBQN; XDRP1; PLIC-1; UBQLN1
Вид белка	Человек
ID гена (человек)	29979
ID гена	29979
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 480-540 человеческого UBQLN1 (NP_038466.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9UMX0
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	Холодильный пакет