


Поликлональные Антитела Против Ubqln3 Для Вестерн-Блоттинга, Иф На Парафиновых Срезах, Ифа - Q9H347

Артикул: CM0020919



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против UBQLN3 (Ubiquilin-3). Валидированы для Вестерн-блоттинга, ИФ на парафиновых срезах, ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований белков, специфичных для тестикул.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBQLN3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TUP-1; UBQLN3
Вид	Человек
ID гена	50613
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 306-620 человеческого UBQLN3 (NP_059509.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H347
Молекулярный вес белка	71 кДа
Доставка	Сумка со льдом