

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Ubr5 Для Wb И Elisa - 095071

Артикул: CM0015693



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого UBR5 (E3-убиквитин-протеинлигазу), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Для исследований контроля качества белков, Wnt-сигналинга и ответа на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBR5 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	DD5; EDD; HYD; EDD1; UBR5
Вид	Человек
GeneID (человек)	51366
GeneID	51366
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	095071
Молекулярная масса белка	309 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом