


Кроличья Поликлональная Антитела Anti-Ubtf Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P17480

Артикул: CM0029670



введение

Кроличьи поликлональные антитела Anti-UBTF, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. Идеальны для изучения регуляции генов рибосомной РНК и функции ядрышка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к UBTF
Примечания/Альтернативные названия	UBF; UBF1; UBF2; UBF-1; CONDBA; NOR-90; UBTF
Вид	Человек
GeneID (человек)	7343
GeneID	7343
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-440 человеческого белка UBTF (NP_055048.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17480
Молекулярная масса белка	89 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом