

Поликлональное Антитело Против Uchl3 Для Вб, Ифа - P15374

Артикул: CM0030318



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого UCHL3 — деубиквитирующего фермента. Подходит для ВБ и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным UCHL3. Поддерживает исследования процессов, зависящих от убиквитина, и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UCHL3 кроличье пАт
Примечания/Альясы	UCH-L3; UCHL3
Вид	Человек
ID гена	7347
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-220 человеческого UCHL3 (NP_005993.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15374
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Пакет со льдом