

Кроличье Моноклональное Антитело Против Uchl3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P15374

Артикул: CM0003664



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого UCHL3, валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Определяет UCHL3 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований деубиквитирующих ферментов и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UCHL3 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	UCH-L3; UCHL3
Вид	Человек
GeneID	7347
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого UCHL3 (NP_005993.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15374
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом