


Поликлональное Антитело Против Uchl5 Для Вестерн Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q9Y5K5

Артикул: CM0029027



введение

Кроличье поликлональное антитело против UCHL5, валидированное для Вестерн блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Нацелено на изофермент L5 карбокси-терминальной гидролазы убиквитина, деубиквитирующий фермент в составе протеасомы и комплекса INO80.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против UCHL5
Примечания/Алиасы	UCH37; CGI-70; INO80R; UCH-L5; UCHL5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51377
GeneID	51377
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-328 белка UCHL5 человека (NP_001186190.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y5K5
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике