

Кроличий Моноклональный Антитело Против Anti-Uchl5Ip Для Wb, Elisa - Q99871

Артикул: CM0002135



введение

CamelBio поставляет рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное на субъединицу 7 комплекса, подобного аугмину HAUS, человека (UCHL5IP, UIP1). Валидировано для WB и ELISA. Идеально подходит для исследований сборки митотического веретена и деления клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UCHL5IP Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	UIP1; UCHL5IP
Вид	Человек
ID гена	55559
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 150-285 человеческого UCHL5IP (NP_001372411.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q99871
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом