

Поликлональные Антитела Против Uckl1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Парафин), Ифа - Q9Nwz5

Артикул: CM0024680

введение

Кроличы поликлональные антитела к человеческому UCKL1 (уридин киназа-подобный белок 1), перекрестно реагирующие с мышью и крысой. Валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ на парафиновых срезах и ИФА. Подходят для исследований метаболизма нуклеотидов и он рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UCKL1 Кролик pAb
Примечания/Псевдоним	UCKL1; URKL1; UCKL1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54963
GeneID	54963
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого UCKL1 (NP_060329.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NWZ5
Молекулярный вес белка	61кДа
Доставка	Сумка со льдом