

Поликлональное Антитело Anti-Ucp1 Для Wb, Elisa — P10861

Артикул: CM0018842

введение

Поликлональное кроличье антитело против UCP1 (митохондриальный разобщающий белок 1 бурой жировой ткани, термогенин). Валидировано для WB и ELISA. Реагирует с белком мыши. Подходит для метаболических исследований и изучения термогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против UCP1
Примечания/синоним	Митохондриальный разобщающий белок 1 бурой жировой ткани
Вид	Свинья
Идентификатор гена (человек)	7350
Идентификатор гена (свинья)	281561
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 UCP1 крупного рогатого скота (NP_001160000.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P10861
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом