

Моноклональное Антитело Кролика Против Уср1 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P25874

Артикул: CM0003725



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого UCP1, валидированное для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышами и крысами. Идеально подходит для изучения термогенеза, энергетического баланса и механизмов метаболических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UCP1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	UCP; SLC25A7; UCP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7350
ID гена	7350
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 100-200 человеческого UCP1 (NP_068605.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P25874
Молекулярный вес белка	33 кДа
Доставка	Ледовая сумка