

Кроличыи Моноклональные Антитела K Anti-Ucp1 Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P12242

Артикул: CM0008557

введение

Специфически обнаруживает митохондриальный белок-разобщающий белин 1 бурой жировой ткани (UCP1/Термогенин) с высоким сродством. Идеально подходит для изучения термогенеза, энергетического баланса и бурой жировой ткани на моделях мышей и крыс.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UCP1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	Ucp; Slc25a7
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	7350
ID гена	22227
Иммуноген	Синтетический пептид: синтезированный пептид, полученный из UCP1 мыши
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P12242
Молекулярный вес белка	33 кДа
Доставка	Сумка-холодильник