

Поликлональное Антитело Кролика Против Ucp1 Для Wb, Ihc-P, Ифа - P25874

Артикул: CM0025358



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому UCP1 (термогенин), валидированное для вестерн-блотирования, иммуногистохимии и ИФА. Обнаруживает эндогенный UCP1 в бурой жировой ткани человека, мыши и крысы. Идеально подходит для метаболических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UCP1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	UCP; SLC25A7; UCP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	7350
ID гена	7350
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого UCP1 (NP_068605.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P25874
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Холодильный пакет